



版本: 20180103



上海申安医疗器械厂

www.shenan.com.cn

www.shenan.com.cn



ShenAn

**Medical
Instrument**

上海申安医疗器械厂

地址: 上海市嘉定区安亭镇和静路2000号
业务电话: 021-59577853 59570238
售后电话: 021-59578384 39586183
传真: 021-59564552 39586180
Email: webmaster@shenan.com.cn saqy@shenan.com.cn

Shanghai ShenAn Medical Instrument Factory

Address: 2000 Hejing Road Anting Town, Jiading District, Shanghai
Business Tel: 021-59577853 59570238
After-sales Tel: 021-59578384 39586183
Fax: 021-59564552 39586180
Email: webmaster@shenan.com.cn saqy@shenan.com.cn



ENTERPRISE PROFILE

企业介绍

ShenAn Medical instrument

Shanghai ShenAn Medical Instrument Factory, with a history of over thirty years, is mainly engaged in producing medical instruments and laboratory apparatus. In recent years, in cooperating with the DGM in Switzerland, we keep on introducing international technology while combing our solid developing power. We are in protection of several proprietary intellectual property rights and are accredited with the multiple patents by National Patent Bureau. Both the quality of our products and the fame of our brand now have upgraded to a whole new level.

Our factory values innovation and intensifies management. It has been authorized with national Manufacture License of Special Equipments and Medical Instruments, and has acquired Quality Management System ISO9001 Certification, which promises the reliability and security of our products.

The two major product series of our factory are stainless steel pressure steam sterilizer and stainless steel distilling apparatus. At present, our products spreads all over the country and are exported to dozens of nations and districts, with our first class technology, completed types and specifications, classic and succinct style, as well as perfect and wide sales and after sales service network, we have built a good public image and have won the favor of a lot of customers.

Products of ShenAn are excellent in quality and preeminent in capability with perfect after service. We wish to provide all kinds of services to our customers both at home and abroad. Welcome to contact us!

上海申安医疗器械厂已经有三十多年的生产历史，产品涉及医疗器械，实验仪器领域。近年来，通过和瑞士 DGM 公司的技术合作，不断引进国外先进技术，结合自身雄厚的研发力量，产品具有自主知识产权，并获得国家专利局多项专利授权，使得产品品质持续提升，达到了一个全新的品牌平台。

本厂注重创新，强化管理，先后取得了国家颁发的特种设备生产许可证、医疗器械生产许可证，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证，为产品的可靠性和安全性提供了更加有力的保障。

本厂专业生产的不锈钢压力蒸汽灭菌器和不锈钢蒸馏水器二大系列产品，目前，在国内同行业中技术领先，品种规格齐全，外观经典简洁；产品遍布国内所有省市并远销国外数十个国家和地区，具有完善和覆盖面广的销售和售后服务网络，在客户中树立了良好的形象，获得了广大用户的青睐。

申安产品以优越的质量，超群的性能，完善的售后服务，竭诚为广大用户提供服务，热诚欢迎中外客商联系接洽、光临惠顾。



CONTENTS 目录

04

Portable Pressure Steam Sterilizer

DSX 手提式压力蒸汽灭菌器
手提式高压蒸汽灭菌器

06

Portable Pressure Steam Sterilizer

DSX 手提式压力蒸汽灭菌器
手提式高压蒸汽灭菌器

08

Vertical Pressure Steam Sterilizer

LDZM 立式压力蒸汽灭菌器
立式高压蒸汽灭菌器

10

Vertical Pressure Steam Sterilizer (new)

LDZF 立式压力蒸汽灭菌器 (新品)
立式高压蒸汽灭菌器 (新品)

12

Vertical Pressure Steam Sterilizer

LDZX 立式高压蒸汽灭菌器

14

Vertical Pressure Steam Sterilizer

LDZH 立式压力蒸汽灭菌器
立式高压蒸汽灭菌器

16

Horizontal Steam Sterilizer (new)

WDZX 卧式蒸汽灭菌器 (新品)

18

Single series Stainless Steel Electric Water Distiller

单蒸系列 不锈钢电热蒸馏水器

20

Twice series Stainless Steel Electric Water Distiller

重蒸系列 不锈钢重蒸馏水器



DSX 系列

手提式 压力蒸汽灭菌器 (医疗) 手提式 高压蒸汽灭菌器 (非医疗)

Portable Pressure Steam Sterilizer



型号	DSX-280B (医疗) DSX-18L (非医疗)
容积	18 立升

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统：

采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机（适用于自动控制型）；

安全联锁装置：

采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免造成事故；

锅盖启闭装置：

采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧；

预置程序：

可预置固定程序对灭菌物品的灭菌；

记忆存储系统：

可存储上次灭菌程序，便于二次操作；

操控台动态：

数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示；

安全配置：

锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、过流短路保护系统、漏电保护装置。

Intelligent microcomputer control system:

Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Interlock device:

The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

The structure of cover's opening:

Using shift place type of quick-open cover to improve sealing and safety performance.

Preset program:

Can preset fixed program that sterilize solid body.

Memory storage system:

Store the last operation program so convenient next operation.

Digital display screen:

Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices:

Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	DSX-280B (医疗) / DSX-18L (非医疗)
配置 Configuration	自动控制 Automatic Control
材质 / 锅体壁厚 (mm) Material/Pot wall thickness(mm)	全不锈钢 / 2.0 Stainless steel / 2.0
容积 / 毛重 Volume / GW	18L / 12Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 2Kw
包装尺寸 (长 × 宽 × 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	405 x 405 x 615
灭菌室容积 (直径 × 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	280 X 395
时间设定范围 Time setting range	0-999 min
额定工作压力 Rated working pressure	0.142MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~126℃



DSX 系列

手提式 压力蒸汽灭菌器 (医疗) 手提式 高压蒸汽灭菌器 (非医疗)

Portable Pressure Steam Sterilizer



型号	DSX-280KB24 (医疗) DSX-24L (非医疗)	DSX-280KB30 (医疗) DSX-30L (非医疗)
容积	24 立升	30 立升

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统：

采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；

安全联锁装置：

采用电子与机械互动的安全 构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素；

锅盖启闭装置：

采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧；

预置程序：

可预置固定程序对灭菌物品的灭菌；

记忆存储系统：

可存储上次灭菌程序，便于二次操作；

操控台动态：

数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示；

安全配置：

锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置。

Intelligent microcomputer control system:

Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Interlock device:

The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

The structure of cover's opening:

Using shift place type of quickopen cover to improve sealing and safety performance.

Preset program:

Can preset fixed program that sterilize solid body.

Memory storage system:

Store the last operation program so convenient next operation.

Digital display screen:

Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices:

Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	DSX-280KB24 (医疗) DSX-24L (非医疗)	DSX-280KB30 (医疗) DSX-30L (非医疗)
配置 Configuration	自动控制 Automatic Control	自动控制 Automatic Control
材质 / 锅体壁厚 (mm) Material / Pot wall thickness(mm)	全不锈钢 / 2.0 Stainless steel / 2.0	全不锈钢 / 2.0 Stainless steel / 2.0
容积 / 毛重 Volume / GW	24L / 25Kg	30L / 27.5Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 2Kw	220V / 2Kw
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	500 X 500 X 800	500 X 500 X 900
灭菌室容积 (直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume (D X H mm)	280 X 495	280 X 585
时间设定范围 Time setting range	0-999min	0-999min
额定工作压力 Rated working pressure	0.142MPa	0.142MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~126℃	50~126℃



LDZM 系列

立式 压力蒸汽灭菌器 (医疗) 立式 高压蒸汽灭菌器 (非医疗)

Vertical Pressure Steam Sterilizer



型号	LDZM-40KCS LDZM-40KCS-II LDZM-40KCS-III (医疗)	LDZM-40L LDZM-40L-II LDZM-40L-III (非医疗)	LDZM-60KCS LDZM-60KCS-II LDZM-60KCS-III (医疗)	LDZM-60L LDZM-60L-II LDZM-60L-III (非医疗)	LDZM-80KCS LDZM-80KCS-II LDZM-80KCS-III (医疗)	LDZM-80L LDZM-80L-II LDZM-80L-III (非医疗)
容积	40 立升		60 立升		80 立升	

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统: 采用“LCD”数显运行工作循环程序, 灭菌结束(报警)后自动停机;

安全联锁装置: 采用电子与机械互动的安全控制结构, 确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖, 避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素;

锅盖启闭装置: 采用拨杆式 8 柱销同步伸缩结构, 使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧;

预置程序: 可预置固定程序对固体的灭菌、干燥(适用于干燥配置);

记忆存储系统: 可存储上次灭菌程序, 便于二次操作;

排汽控制: 灭菌完成后, 排气阀可按预先设定的灭菌时间倒计时结束后自动将蒸汽排至蒸汽收集箱, 使灭菌过程无蒸汽外排(适用于蒸汽内排和干燥配置);

校验接口: 提供温度、压力检验接口, 方便对锅内多点温度进行检测;

操控台动态: 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示;

安全配置: 锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统;

打印功能(增配): 实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间。

Intelligent microcomputer control system: Using LCD digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Electric interlock device: The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

The structure of cover's opening: Using 8 rotary extendable stick to improve sealing and safety performance.

Preset program: Can preset fixed program that sterilize and dry solid body.

Memory storage system: Store the last operation program so convenient next operation.

Exhaust steam control: After sterilization, exhaust steam valve automatically work when sterilization time run out(apply to Auto exhaust and dry configuration).

Interface check: provide temperature and pressure check interface; convenient to check multiple position temperature measurement.

Digital display screen: Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices: Electric interlock device, overtemperature protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Print function (add configuration): Print the current temperature and sterilization time.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	LDZM-40KCS LDZM-60KCS LDZM-80KCS (医疗)	LDZM-40L LDZM-60L LDZM-80L (非医疗)	LDZM-40KCS-II LDZM-60KCS-II LDZM-80KCS-II (医疗)	LDZM-40L-II LDZM-60L-II LDZM-80L-II (非医疗)	LDZM-40KCS-III LDZM-60KCS-III LDZM-80KCS-III (医疗)	LDZM-40L-III LDZM-60L-III LDZM-80L-III (非医疗)
配置 Configuration	标准配置 Basic Configuration		蒸汽内排 Steam emission by internal circulation		干燥 Drying	
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel		不锈钢 Stainless steel		不锈钢 Stainless steel	
容积 / 毛重 Volume / GW	40L / 95Kg 60L / 105Kg 80L / 120Kg		40L / 95Kg 60L / 105Kg 80L / 120Kg		40L / 95Kg 60L / 105Kg 80L / 120Kg	
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 3.5Kw		220V / 3.5Kw		220V / 3.5Kw	
包装尺寸(长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	660 X 800 X 990 660 X 800 X 1100 660 X 800 X 1250		660 X 800 X 990 660 X 800 X 1100 660 X 800 X 1250		660 X 800 X 990 660 X 800 X 1100 660 X 800 X 1250	
灭菌室容积(直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	370 X 380 370 X 560 370 X 750		370 X 380 370 X 560 370 X 750		370 X 380 370 X 560 370 X 750	
时间设定范围 Time setting range	0-99 h		0-99 h		0-99 h	
额定工作压力 Rated working pressure	0.217MPa		0.217MPa		0.217MPa	
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~134°C		50~134°C		50~134°C	



LDZF 系列

立式 压力蒸汽灭菌器 (医疗) 立式 高压蒸汽灭菌器 (非医疗)

Vertical Pressure Steam Sterilizer



新品

型号	LDZF-30KB LDZF-30KB-II LDZF-30KB-III (医疗)	LDZF-30L LDZF-30L-II LDZF-30L-III (非医疗)	LDZF-50KB LDZF-50KB-II LDZF-50KB-III (医疗)	LDZF-50L LDZF-50L-II LDZF-50L-III (非医疗)	LDZF-75KB LDZF-75KB-II LDZF-75KB-III (医疗)	LDZF-75L LDZF-75L-II LDZF-75L-III (非医疗)
容积	30 立升		50 立升		75 立升	

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统:采用“LED”数显运行工作循环程序,灭菌结束(报警)后自动停机;

安全联锁装置:采用电子与机械互动的安全控制结构,确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖,避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素;

锅盖启闭装置:采用拨杆式8柱销同步伸缩结构,使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧;

预置程序:可预置固定程序针对固体的灭菌;

记忆存储系统:可存储上次灭菌程序,便于二次操作;

校验接口:提供温度、压力检验接口,方便对锅内多点温度进行检测;

操控台动态:数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示;

安全配置:锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统;

打印功能(选配):实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间。

Intelligent microcomputer control system: Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Interlock device: The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilier's cover. Make sure the operator's safety.

The structure of cover's opening: Using 8 rotary extendable stick to improve sealing and safety performance.

Preset program: Can preset fixed program that sterilize solid body.

Memory storage system: Store the last operation program so convenient next operation.

Interface check: provide temperature and pressure check interface; convenient to check multiple position temperature measurement.

Digital display screen: Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices: Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Print function (add configuration): Print the current temperature and sterili-zation time.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	LDZF-30KB LDZF-50KB LDZF-75KB (医疗)	LDZF-30L LDZF-50L LDZF-75L (非医疗)	LDZF-30KB-II LDZF-50KB-II LDZF-75KB-II (医疗)	LDZF-30L-II LDZF-50L-II LDZF-75L-II (非医疗)	LDZF-30KB-III LDZF-50KB-III LDZF-75KB-III (医疗)	LDZF-30L-III LDZF-50L-III LDZF-75L-III (非医疗)
配置 Configuration	标准配置 Basic Configuration		自动排汽 Auto exhaust		干燥 Drying	
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel		不锈钢 Stainless steel		不锈钢 Stainless steel	
容积 / 毛重 Volume / GW	30L / 80Kg 50L / 90Kg 75L / 100Kg		30L / 80Kg 50L / 90Kg 75L / 100Kg		30L / 80Kg 50L / 90Kg 75L / 100Kg	
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 3.5Kw		220V / 3.5Kw		220V / 3.5Kw	
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	660 X 610 X 970 660 X 610 X 1120 660 X 610 X 1270		660 X 610 X 970 660 X 610 X 1120 660 X 610 X 1270		660 X 610 X 970 660 X 610 X 1120 660 X 610 X 1270	
灭菌室容积 (直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	370 X 320 370 X 500 370 X 690		370 X 320 370 X 500 370 X 690		370 X 320 370 X 500 370 X 690	
时间设定范围 Time setting range	0-99 h		0-99 h		0-99 h	
额定工作压力 Rated working pressure	0.217MPa		0.217MPa		0.217MPa	
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~134°C		50~134°C		50~134°C	



LDZX 系列

立式 高压蒸汽灭菌器 (非医疗)

Vertical Pressure Steam Sterilizer



型号	LDZX-30KBS(非医疗)	LDZX-50KBS(非医疗)	LDZX-75KBS(非医疗)
容积	30 立升	50 立升	75 立升

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统: 采用“LED”数显运行工作循环程序, 灭菌结束(报警)后自动停机;

安全联锁装置: 采用电子与机械互动的安全控制结构, 确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖, 避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素;

锅盖启闭装置: 采用手轮式旋压锁紧结构, 使锅盖开启与锁紧安全可靠;

预置程序: 可预置固定程序对固体的灭菌;

记忆存储系统: 可存储上次灭菌程序, 便于二次操作;

校验接口: 提供温度、压力检验接口, 方便对锅内多点温度进行检测;

操控台动态: 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示;

安全配置: 锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统;

打印功能(增配): 实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间。

Intelligent microcomputer control system: Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Interlock device: The control system can real time supervision the sterilizer chamber' temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

The structure of cover's opening: Using hand wheel rotary type cover to improve sealing and safety performance.

Preset program: Can preset fixed program that sterilize solid body.

Memory storage system: Store the last operation program so convenient next operation.

Interface check: provide temperature and pressure check interface; convenient to check multiple position temperature measurement.

Digital display screen: Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices: Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Print function (add configuration): Print the current temperature and sterilization time.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	LDZX-30KBS (非医疗)	LDZX-50KBS (非医疗)	LDZX-75KBS (非医疗)
配置 Configuration	自动控制 Automatic Control	自动控制 Automatic Control	自动控制 Automatic Control
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
容积 / 毛重 Volume / GW	30L / 65Kg	50L / 75Kg	75L / 98Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 3Kw	220V / 3.5Kw	220V / 3.5Kw
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	570x570x980	570x570x1220	610x610x1410
灭菌室容积 (直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	350 X 330	350 X 520	388 X 650
时间设定范围 Time setting range	0-99 h	0-99 h	0-99 h
额定工作压力 Rated working pressure	0.142MPa	0.142MPa	0.142MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~126°C	50~126°C	50~126°C



LDZH 系列

立式 压力蒸汽灭菌器 (医疗) 立式 高压蒸汽灭菌器 (非医疗)

Vertical Pressure Steam
Sterilizer



型号	LDZH-100KBS (医疗) LDZH-100L (非医疗)	LDZH-150KBS (医疗) LDZH-150L (非医疗)	LDZH-200KBS (医疗) LDZH-200L (非医疗)
容积	100 立升	150 立升	200 立升

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统: 采用“LED”数显运行工作循环程序, 灭菌结束 (报警) 后自动停机;

安全联锁装置: 采用电子与机械互动的安全控制结构, 确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖, 避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素;

锅盖启闭装置: 采用手轮式旋压锁紧结构, 使锅盖开启与锁紧安全可靠;

预置程序: 可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌、干燥 (适用于干燥配置);

记忆存储系统: 可存储上次灭菌程序, 便于二次操作;

校验接口: 提供温度、压力检验接口, 方便对锅内多点温度进行检测;

操控台动态: 数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示;

安全配置: 锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统;

打印功能 (增配): 实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间。

Intelligent microcomputer control system: Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Electric interlock device: The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

The structure of cover's opening: Using hand wheel rotary type cover to improve sealing and safety performance.

Preset program: Can preset fixed program that sterilize and dry solid body.

Memory storage system: Store the last operation program so convenient next operation.

Interface check: provide temperature and pressure check interface; convenient to check mutiple position temperature measurement.

Digital display screen: Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices: Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Print function (add configuration): Print the current temperature and sterili-zation time.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	LDZH-100KBS (医疗) LDZH-100L (非医疗)	LDZH-150KBS (医疗) LDZH-150L (非医疗)	LDZH-200KBS (医疗) LDZH-200L (非医疗)
配置 Configuration	自动控制 Automatic Control	自动控制 Automatic Control	自动控制 Automatic Control
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
容积 / 毛重 Volume / GW	100L / 160Kg	150L / 180Kg	200L / 200Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	380V / 6Kw	380V / 6Kw	380V / 6Kw
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	760 X780 X1310	760 X710 X1520	750 X720 X1690
灭菌室容积 (直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	500 x 550	500 x 760	500 x 1000
时间设定范围 Time setting range	0-99 h	0-99 h	0-99 h
额定工作压力 Rated working pressure	0.217MPa	0.217MPa	0.217MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~134°C	50~134°C	50~134°C



WDZX 系列

新品

卧式蒸汽灭菌器（医疗）

Horizontal Steam Sterilizer



型号	WDZX-120KC (医疗)	WDZX-200KC (医疗)	WDZX-300KC (医疗)
容积	120 立升	200 立升	300 立升

Product Features

产品特点

实行微电脑智能控制系统：采用“LED”数显运行工作循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机；

安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，避免了误操作或使用不当而产生的不安全因素；

锅盖启闭装置：采用拨杆式 8 柱销同步伸缩结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧；

预置程序：可预置固定程序对固体的灭菌；

记忆存储系统：可存储上次灭菌程序，便于二次操作；

排汽控制：灭菌完成后，排气阀可按预先设定的灭菌时间倒计时结束后，数显屏有提示排放蒸汽；

校验接口：提供温度、压力检验接口，方便对锅内多点温度进行检测；

操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示；

安全配置：锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置、自动故障检测系统；

打印功能（增配）：实时打印灭菌阶段中的灭菌温度和灭菌时间。

Intelligent microcomputer control system: Using LED digital control system; After sterilization finished, sterilizer will automatic alarm and shut down.

Interlock device: The control system can real time supervision the sterilizer chamber's temperature and pressure. Only under the safety temperature and pressure can open the sterilizer's cover. Make sure the operator's safety.

The structure of cover's opening: Using 8 rotary extendable stick to improve sealing and safety performance.

Preset program: Can preset fixed program that sterilize solid body.

Memory storage system: Store the last operation program so convenient next operation.

Exhaust steam control : After sterilization, exhaust steam valve should be opened (Digital display screen reminds exhaust steam) when sterilization time run out.

Interface check: provide temperature and pressure check interface; convenient to check multiple position temperature measurement.

Digital display screen: Digital display screen and working indicator light display running state.

Safety devices: Interlock device, overtemperature and over pressure protecting system, burned protection, safety relief valve, current leakage protector and automatic fault detection.

Print function (add configuration) : Print the current temperature and sterilization time.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	WDZX-120KC (医疗)	WDZX-200KC (医疗)	WDZX-300KC (医疗)
配置 Configuration	智能半自动控制 Semi-automatic control	智能半自动控制 Semi-automatic control	智能半自动控制 Semi-automatic control
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
容积 / 毛重 Volume / GW	120L / 230Kg	200L / 250Kg	300L / 270Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	380V / 7.5Kw	380V / 7.5Kw	380V / 7.5Kw
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	1160 X 622 X 1550	1460 X 722 X 1650	1460 X 822 X 1750
灭菌室容积 (直径 x 高度 mm) Sterilization chamber volume(D X H mm)	400X960	500X1020	600X1050
时间设定范围 Time setting range	0-99 h	0-99 h	0-99 h
额定工作压力 Rated working pressure	0.217MPa	0.217MPa	0.217MPa
灭菌温度设定范围 Sterilization temperature setting range	50~134°C	50~134°C	50~134°C



SINGLE 系列

单蒸系列 不锈钢电热蒸馏水器

Singleseries StainlessSteel
ElectricWaterDistiller



型号	基本配置			型号	自控型		
	YA.ZD-5	YA.ZD-10	YA.ZD-20		YA.ZDI-5	YA.ZDI-10	YA.ZDI-20
出水量	5升/时	10升/时	20升/时	出水量	5升/时	10升/时	20升/时

Product Features

产品特点

- 采用双向易控调流阀，便于确保冷却水与筒内补水的流量分配；
- 水质标准符合 2000 版药典标准；
- 具有断水保护功能（适用于自控型）；
- 指示灯显示工作状态（适用于自控型）；
- 内置分流式控制结构，电磁阀自动调配补水流量（适用于自控型）。
- Using double directions regulate pressure valve. Make sure that steam cooling water and filling water being divided.
- Water standard meets 2000 edition State Pharmacopoeia Standard.
- Water supply cut protecting equipment(apply to controlled type).
- Indicator light display running state (apply to controlled type).
- With branching control install; solenoid valve control the flow of filling water (apply to controlled type).

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	YA.ZD-5 (5L/h) YA.ZD-10 (10L/h) YA.ZD-20 (20L/h)	YA.ZDI-5 (5L/h) YA.ZDI-10 (10L/h) YA.ZDI-20 (20L/h)
配置 Configuration	基本配置 Basic Configuration	自控型 Controlled type
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
出水量 / 毛重 Out of water / GW	5L/h / 9Kg 10L/h / 9Kg 20L/h / 10Kg	5L/h / 9Kg 10L/h / 9Kg 20L/h / 10Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 5Kwx1 380V / 2.5KwX3 380V / 4.5KwX3	220V / 5Kwx1 380V / 2.5KwX3 380V / 4.5KwX3
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	365 x 368 x 845 365 x 368 x 845 365 x 368 x 945	365 x 368 x 845 365 x 368 x 845 365 x 368 x 945
耗水量 Water consumption	1:10	1:10
用水标准 Water category	普通用水 Regular water	普通用水 Regular water



TWICE 系列

重蒸系列 不锈钢重蒸馏水器

Twiceseries StainlessSteel
ElectricWaterDistiller



型号	ZLSC 型 不锈钢重蒸馏水器		
	ZLSC-5	ZLSC-10	ZLSC-20
出水量	5 升 / 时	10 升 / 时	20 升 / 时

型号	FDZ 型 风冷式不锈钢电热蒸馏水器	
	FDZ-7A	FDZ-7B
出水量	7 升 / 时	7 升 / 时

Product Features

产品特点

- 采用双向易控调流阀，便于确保冷却水与筒内补水的流量分配；
 - 可提取二次蒸馏水，风冷式系列另有提取单次蒸馏水的功能；
 - 具有进水量自动控制功能；
 - 具有断水保护功能，水位低于最低水位控制线后加热器停止加热；
 - 实行微电脑控制系统(适用于风冷式系列)；
 - 配有断水报警、超温报警功能(仅适用于风冷式系列)；
 - 水质符合国家实验室用水标准三级要求
- Using double directions regulate pressure valve. Make sure that steam cooling water and filling water being divided.
 - Can extract second distillation water; Cooling mode can distill single distillation water.
 - Water standard meets 2000 edition State Pharmacopoeia Standard.
 - Water supply cut protecting equipment. There will no heating when water level too low.
 - Microcomputer control system (apply to Cooling mode).
 - Equip with water, over temperature alarm and protection (only apply to Cooling mode).
 - Third class water standard for national lab.

Technical Parameter

技术参数

参数 / 型号 Parameter / Model	FDZ-7A (7L/h) FDZ-7B (7L/h)	ZLSC-5 (5L/h) ZLSC-10 (10L/h) ZLSC-20 (20L/h)
配置 Configuration	手动转换 / 自动转换 Manual Conversion Automatic conversio	自控型 Controlled type
主体材质 The main material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
出水量 / 毛重 Out of water / GW	7L/h / 36Kg	5L/h / 30Kg 10L/h / 30Kg 20L/h / 40Kg
电压 / 功率 Voltage / Power	220V / 4.2Kw	380V / 10.5Kw 380V / 13.5Kw 380V / 22.5Kw
包装尺寸 (长 x 宽 x 高 mm) Packing size (L X W X H mm)	500 x 500x1000	770x380x860 770x380x860 860x380x860
耗水量 Water consumption	7:10	1:10
用水标准 Water category	纯净水 Purified water	普通用水 Regular water

01 Enterprise Qualification & Honor 企业资质与荣誉

- 医疗器械生产企业许可证【沪食药监械生产许 20000178 号】
- 特种设备制造许可证【TS2231005-2020】
- 上海市消毒产品生产企业卫生许可证【沪卫消证字（2007）第 0005 号】
- ISO9001: 2008 国际质量管理体系认证
- “上海医疗器械名优产品”称号
- 上海市“五星级诚信创建企业”

02 Product Registration Number 医疗器械产品注册号

- (DSX 型) 手提式压力蒸汽灭菌器【沪械注准 20172570653】
- (LDZH 型) 立式压力蒸汽灭菌器【沪械注准 20172570654】
- (LDZM 型) 立式压力蒸汽灭菌器【沪械注准 20162570089】
- (LDZF 型) 立式压力蒸汽灭菌器【沪械注准 20162570025】
- (WDZX 型) 卧式蒸汽灭菌器【沪械注准 20162570861】

03 Product Patent 产品专利

- 获“压力灭菌容器的启闭结构”专利（专利号 200920073672.x）
- 获“风冷式蒸馏水器”专利（专利号：201020132423.6）
- 获“蒸馏水器（风冷式）”专利（专利号：201030134837.8）

AFTER SALES OUTLETS

售后网点

Perfect After Sales Service

上海申安医疗器械厂（总部）

上海市嘉定区安亭镇和静路2000号
TEL: 021-59578384 39586183
FAX: 021-59564552 39586180

辽宁省售后服务网点

辽宁省沈阳市皇姑区北陵大街燕山路25号421室
TEL: 024-86210124 13940584004
FAX: 024-86210124

江西省售后服务网点

江西省南昌市解放西路165号2栋1单元
TEL: 0791-8200849 13970844296
FAX: 0791-8200849

四川省(含重庆) 售后服务网点

成都市龙泉驿区悦来街97号武城大观城市花园二期3栋1单元1号
TEL: 028-86932889 18883988881
FAX: 028-86932889

广西省售后服务网点

广西省南宁市西乡塘区秀灵路18号8栋31号
TEL: 13507714950 18978961612

山东省售后服务网点

山东省济南市韦一路7号1单元202室
TEL: 0531-85125256 13969062659
FAX: 0531-85125256

陕西省售后服务网点

陕西省西安市碑林区东木头32号
TEL: 029-87394948 13572270714
FAX: 029-87394948

安徽省售后服务网点

安徽省滁州市龙兴花园车库
TEL: 0550-3114076 18955005964
FAX: 0550-3114076